



# SoftCompress

Les produits SoftCompress et Compression Wrap

## Juzo® SoftCompress

L'utilisation des produits Juzo SoftCompress permet d'améliorer substantiellement les résultats du traitement du lymphoedème. Ils s'utilisent en capitonnage sous un bandage réducteur ou en vêtement de nuit. La surface en relief formée par les canaux longitudinaux mobilise l'œdème, casse la fibrose des tissus et favorise le retour lymphatique. Les produits Juzo SoftCompress se caractérisent par leur grande douceur sur la peau (grâce au tissu de recouvrement en coton) et leur longévité. Les produits sont lavables à 60 °C. Tous ces produits sont fabriqués en Allemagne.

## Juzo® Compression Wrap

Grâce à ses exceptionnelles propriétés d'allongement court, le Juzo Compression Wrap dispose d'une pression au travail très élevée. Ces dispositifs à allongement court apportent un traitement complémentaire efficace pendant la phase intensive de traitement du lymphoedème et peuvent se substituer aux bandages. Les segments sont faciles à poser grâce à leurs attaches tactiles double-face et aux zones de préhension très pratiques. Ils peuvent s'adapter sans problème aux variations de circonférence corporelle. Les rainures spéciales au niveau des brides permettent une fermeture totale pour prévenir l'apparition d'un oedème. Particularité: utilisable des 2 côtés (en beige et en noir).

## Articles fabriqués

- Softcompress - vêtement mobilisateur pour bras+main 6822
- Softcompress - vêtement mobilisateur pour jambe 6821
- Softcompress - vêtement mobilisateur pour pied+mollet 6830
- Softcompress - bande mobilisatrice 6835
- Softcompress - plaque mobilisatrice 6836
- Softcompress - mousse pour poitrine 6837
- Softcompress - vêtement pour poitrine 6838
- Softcompress - mousse pour parties génitales - femmes 6839
- Softcompress - mousse pour creux du coude 6842
- Softcompress - mousse pour malléoles 6843

## Caractéristiques


### Juzo® SoftCompress – Vêtement mobilisateur Bras – art. 6822

Vêtement mobilisateur pour le bras, livré avec plaque pour le dos de la main et pad pour le creux du coude.

A porter sous un bandage réducteur en traitement intensif ou en vêtement de nuit.

Existe en 6 tailles.


### Tableaux de taille

Hauteurs en cm	Circonférences en cm	1 x-small	2 small	3 medium	4 large	5 x-large	6 xx-large
	<b>cG</b>	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39,5	38 – 41,5	40 – 44
	<b>cF</b>	28 – 30,5	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39,5	38 – 41,5
	<b>cE</b>	25 – 27,5	27 – 29,5	29 – 31,5	30,5 – 33,5	32 – 35	33,5 – 36,5
	<b>cD</b>	23 – 25	24,5 – 27	26 – 28,5	27,5 – 30	29 – 31,5	30,5 – 33,5
	<b>cC</b>	14,5 – 16	16 – 17,5	17,5 – 19	19 – 20,5	20,5 – 22	22 – 24

## Juzo® SoftCompress – Vêtement mobilisateur Jambe – art. 6830

Vêtement mobilisateur pour le pied et le mollet. A porter sous un bandage réducteur en traitement intensif ou en vêtement de nuit.  
Existe en 5 tailles.

### Tableaux de tailleage

Hauteurs en cm	Circonférences en cm	1 x-small	2 small	3 medium	4 large	5 x-large
	<b>cD</b>	27 – 29,5	29,5 – 32,5	32,5 – 35,5	35,5 – 39	38,5 – 42
	<b>cC</b>	29 – 31,5	31,5 – 34,5	34,5 – 37,5	37,5 – 41	40,5 – 44,5
	<b>cB'</b>	23,5 – 25,5	25,5 – 28	27,5 – 30	30 – 33	32,5 – 35,5
	<b>cB</b>	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5
	<b>cY</b>	28 – 30,5	29 – 31,5	31 – 34	33 – 36	35 – 38,5
	<b>cA</b>	18,5 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28,5

Existe aussi en kit pour appareiller toute la jambe: Juzo SoftCompress 6821.

Le kit comprend 1 chaussette tailleage universel (avec bande velcro de réglage) + 2 pelotes rétro-malléolaires + 2 bandes mobilisatrices + 1 plaque pour le creux poplité.

## Juzo® SoftCompress – Bande mobilisatrice – art. 6835

Bande à utiliser sous un bandage réducteur, pour appareiller un bras ou une jambe pendant le traitement intensif.

Existe en 4 tailles : 5mm x 8cm x 4m, 5mm x 10cm x 4m, 5mm x 12cm x 4m et 5mm x 16cm x 4m

## Juzo® SoftCompress – Vêtements et pads mobilisateurs pour le sein – art. 6838 et 6837

Les pads mobilisateurs sont à porter sous un bandage ou un soutien-gorge imprimant une légère pression.

Existe en 3 tailles.

Les vêtements mobilisateurs pour le sein ont une forme de bustier. Ils s'adaptent à toutes les patientes grâce au système de tailleage et à un mécanisme dorsal de velcros.

Existe en 6 tailles.

## Juzo® SoftCompress – pads pour les parties génitales – art. 6839 (femmes)

A glisser sous un bandage réducteur ou un vêtement compressif (collant ou panty).

Participent au traitement des œdèmes pelviens.

Existe en 3 tailles.

## Juzo® SoftCompress – pads pour les parties génitales – art. 6840 (hommes)

A glisser sous un bandage réducteur ou un vêtement compressif (collant ou panty).

Participent au traitement des œdèmes pelviens.

Existe en 3 tailles.

## Juzo® SoftCompress – pads et plaques pour un traitement ciblé des lymphœdèmes

- Pad mobilisateur pour le creux poplité – art. 6845
- Pad mobilisateur pour le creux du coude – art. 6842
- Pelote malléolaire mobilisatrice – art. 6843
- Pelote mobilisatrice pour le dos de la main – art. 6844
- Plaque mobilisatrice – art. 6836 - existe en 2 tailles : 65x65cm et 100x 125cm
- Bande à allongement court – art. 6846 - existe en 5 tailles : 6 cm x 5 m, 8 cm x 5 m, 10 cm x 5 m, 12 cm x 5 m
- Bande pour les doigts – art. 6847 et 6848 - existe en 2 tailles : 6 cm x 4 m, 4 cm x 4 m

## Juzo® Compression Wrap – Système de compression ajustable



## Juzo Compression Wrap Segment pied

Art. 6000 LF	Tailles standard - Circonférences en cm		
	2 / S	3 / M	4 / L
	15,0 – 23,0	20,0 – 28,0	25,0 – 33,0
	19,0 – 24,0	24,0 – 29,0	29,0 – 34,0

\*6 cm en position proximale de l'articulation principale du petit orteil

## Juzo Compression Wrap Segment mollet

Art. 6000 LC / LCM	Tailles standard - Circonférences en cm						
	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL	7 / XXXL	
	29,0 – 35,0	34,0 – 40,0	37,0 – 44,0	41,0 – 48,0	46,0 – 53,0	50,0 – 60,0	
	18,0 – 21,0	21,0 – 24,0	24,0 – 27,0	27,0 – 31,0	31,0 – 35,0	36,0 – 47,0	
<b>PD AD</b> normal < 40,0 long > 40,0	<b>cC</b> max	35,0 – 41,0	40,0 – 46,0	44,0 – 51,0	48,0 – 55,0	53,0 – 60,0	60,0 – 70,0

## Juzo Compression Wrap Segment genou

Art. 6000 LK	Tailles standard - Circonférences en cm					
	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL	7 / XXXL
	30,0 – 36,0	36,0 – 42,0	42,0 – 48,0	48,0 – 55,0	55,0 – 62,0	62,0 – 70,0

## Juzo Compression Wrap Segment cuisse

Art. 6000 LT	Tailles standard - Circonférences en cm				
	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL	6 / XXL
	43,0 – 70,0	54,0 – 81,0	65,0 – 92,0	75,0 – 102,0	85,0 – 112,0
	35,0 – 55,0	48,0 – 70,0	60,0 – 82,0	70,0 – 92,0	80,0 – 102,0

normal < 25,0  
long > 30,0

## Juzo Compression Wrap Segment bras

Art. 6000 UA	Tailles standard - Circonférences en cm				
	1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	27,0 – 36,0	30,0 – 39,0	33,0 – 44,0	35,0 – 49,0	40,0 – 56,0
	23,0 – 32,0	24,0 – 34,0	26,0 – 36,0	29,0 – 42,0	31,0 – 46,0
	16,0 – 19,0	17,0 – 20,0	18,0 – 22,0	20,0 – 26,0	21,0 – 29,0

normal < 43,0  
long > 43,0

## Juzo Compression Wrap Segment main

Art. 6000 UH	Tailles standard - Circonférences en cm				
	1 / XS	2 / S	3 / M	4 / L	5 / XL
	15,5 – 17,5	17,5 – 19,5	19,5 – 22,0	22,0 – 24,5	24,5 – 28,0
	13,0 – 17,0	15,0 – 19,0	17,0 – 21,5	20,0 – 24,0	21,0 – 25,0

## Options disponibles

- 10cm x 13cm
- 10cm x 4m
- 10cm x 5m
- 125cm x 100cm
- 12cm x 4m
- 12cm x 5m
- 13cm x 17cm
- 16cm x 4m
- 20cm x 20cm
- 28 x 20cm

## Couleurs disponibles

Couleurs  
standards

Blanc

Noir

